

VPE-20

真空平行浓缩仪



更智能更高效！



VPE-20

真空平行浓缩仪

通过减压、水浴加热、振荡三重作用增加溶剂的挥发效率，溶剂挥发后在冷凝管冷凝回收，具有高效、环保、可靠等特点。

VPE-20可同时容纳20位大体积样品进行浓缩，是一款高通量平行浓缩仪。具有15.6寸高清彩色触屏，可保存多个浓缩方法，并直观显示真空度、振荡频率、水浴温度曲线。让样品浓缩更高效、更智能。

VPE-20真空平行浓缩仪技术白皮书

适用范围

通过减压、水浴加热、振荡三重作用增加溶剂的挥发效率，溶剂挥发后在冷凝管冷凝回收，具有高效、环保、可靠等特点。为 UV-VIS、GC、GC-MS、HPLC、HPLC-MS 等分析仪器提供高效、快速的样品前处理浓缩平台。

技术指标

- 批处理能力及定容功能：能同时 20 个浓缩杯进行浓缩，具备 0.5mL 和 1.0mL 定容功能。
- 浓缩盖具有加热功能。
- 加热模块：水浴加热，可以进行水平振荡，水平振荡转速范围：覆盖 0 ~ 300 rpm。
- 盖板可快速翻折下压，支持任意位置停留，无需任何锁紧 螺丝操作，即可对样品瓶进行高效自动真空密封。
- 仪器具备冷凝回收功能。
- 浓缩腔体为全透明设计。
- 浓缩杯采用独立密封设计，独立排出。
- 配备连续常压排放真空控制装置与隔膜真空泵，废液可直接流入废液桶，对废液桶无真空密封要求。
- 主机中集成多种模块温度、振荡、真空度、冷却循环水机和真空泵的参数梯度曲线，可实时显示当前模块的参数情况。

配置要求

- 真空平行浓缩仪主机 1 台
- 冷却循环系统 1 套
- 真空泵及其控制系统、真空旋转盖板 1 套
- 250m L 浓缩杯 40 个
- 样品搁置架 2 个

证券简称：海能技术 证券代码：920476
咨询热线：400 888 7840
官方网站：www.sineo.cn
服务监督电话：400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪 地址:上海市徐汇区钦州北路1122号 92幢6层 电话:021 54487840	新仪科学 地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号 纳米城西北区9栋301 电话:0512 87163115	海能技术 地址:济南市经十路7000号汉峪金谷 A3-1栋4层 电话:0531 88874444	山东海能科学仪器 地址:山东省德州市临邑花园东大街16号 电话:0531 88874444
郑州海能 地址:郑州市金水区东风东路18号 金城国际广场6号楼1单元1002室 电话:0371 55056876	南京海能 地址:江苏省南京市秦淮区中山东路 218号长安国际1405室 电话:025 85664446	武汉海能 地址:武汉市洪山区珞狮路312号 湖北农业科技楼10楼1006室 电话:027 87186861	G.A.S. 地址:山东省德州市临邑花园东大街16号 电话:0531 88874444
悟空仪器 地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号 电话:400 618 6188	海森仪器 地址:山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1栋402-A 电话:0531 88980078		